

RIONET 2

リオネット

暮らしと、
私に溶け込む

 リオネット補聴器



暮らしと、
私に溶け込む


毎日の暮らしに溶け込むように
より使いやすくなったリオネット2シリーズ。
それは日々の暮らしの中で欠かせない
「聞こえ」の質を快適なまでに高めてくれます。
つけていることを忘れるほど、
自然体でいられる1日を。

リオネット初AI搭載モデル
デジタル機能向上でクリアで最適な「聞こえ」を。

AI × リオネットエンジン2

リオネットの最新技術を結集したリオネットエンジン2がクリアで自然な聞こえを実現。さらに、膨大な音環境を学習したAI(人工知能)搭載により、AI NR(騒音抑制機能)*が音声とそれ以外の音を区別し、聞こえを最適化します。

※マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載。



電池交換が不要な充電式。
夜まで快適な聞こえが続きます。

自分に合った好みの聞こえに、
スマホひとつでかんたん調整。

2時間30分の充電で朝から夜まで
1日中¹使用可能²です。

セルフ調整機能*で音質、デジタル機能の調整が可能。環境に応じてご自身で聞こえを調整できます。

セルフ調整機能はスマートフォンアプリ「スマートコントロール2」でご使用いただけます。

※マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載。



耳あな型オーダーメイド補聴器

[HI-C7DA / HI-C7DB]
[HI-C7DC / HI-C7DD]

軽度～重度難聴対応

防水・防じん保護等級 IP68



スモーキーブラック
Smoky Black



アッシュブラウン
Ash Brown

※オーダーメイド補聴器は、個人の耳の形や大きさによってサイズや形状が異なります。また、難聴の程度によっては、サイズが大きくなる場合があります。※本製品のご使用には、別売の充電ケースが必要です。

アクセサリ

リモコン

Bluetooth®*1無線技術を用いてボリューム調整、メモリー切替、ミュート切替が可能です。

RH-08 1年保証
30,000円(税込)



充電ケース

HX-C7 1年保証
20,000円(税込)



スマートコントロール2*2

ボリューム調整、メモリー切替の他、セルフ調整機能*の使用や電池残量の表示などが可能です。

スマートフォンアプリ(無料)



※マキシエンス/マキシエンスVのみ搭載。

*1 Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、リオン株式会社はライセンスに基づいて使用しています。*2 対応端末につきましては、販売店までお問い合わせください。

●AppleおよびAppleのロゴは、Apple Inc.の商標です。●Google PlayおよびGoogle Playのロゴは、Google LLCの商標です。

価格・主要機能一覧

	マキシエンス	マキシエンスV	プレミエンス	プレミエンスV
	HI-C7DA	HI-C7DB	HI-C7DC	HI-C7DD
希望小売価格	952,000円	731,000円	544,000円	425,000円
両耳(2台) 片耳(1台)	560,000円	430,000円	320,000円	250,000円
利得調整器(バンドゲイン)	24band	18band	12band	10band
AI NR*1	○	○	-	-
騒音抑制	7段階	6段階	5段階	4段階
残響抑制	3段階	2段階	1段階	-
音声強調	○	○	○	○
ハウリングキャンセラー	○	○	○	○
衝撃音低減	3段階	3段階	3段階	2段階
指向性	4パターン	4パターン	4パターン	3パターン
自動モード切替	3機能	3機能	2機能	2機能
セルフ調整機能*2	○	○	-	-
販売名	補聴器 HI-C7DA	補聴器 HI-C7DB	補聴器 HI-C7DC	補聴器 HI-C7DD

*1 AI NRは東京都立大学との共同研究の成果が一部含まれます。*2 スマートフォンアプリを使用。

保証制度	無料修理(自然故障)	4年	4年	3年	3年
	紛失補償	2年	1年	-	-
	事故補償	4年	2年	1年	1年

その他の機能・保証制度はWEBサイトをご覧ください。

性能一覧【HI-C7DA / HI-C7DB / HI-C7DC / HI-C7DD】

	最大音響利得		90dB入力最大出力音圧レベル		電池	連続使用時間 (時間)*	適応聴力範囲*
	HFA [±5dB]	ピーク値 [+3dB以下]	HFA [±4dB]	ピーク値 [+3dB以下]			
イヤホン中	57dB	63dB	123dB	126dB	内蔵充電電池	約28	30~95dBHL
イヤホン大	62dB	68dB	126dB	130dB			45~110dBHL

○[]内は許容差を表します。○実際の電池寿命は、デジタル機能、調整、使用環境などの影響により異なります。詳しくは、販売店までお問い合わせください。○規格値はJIS C 5512:2015による。(※は除く)

リオネット補聴器のご相談・ご用命は…



〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41
☎ 0120-2933-76 FAX 042-359-7441

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。●補聴器をご使用前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要です。●補聴器は適切なフィッティング(調整)によりその効果が発揮されます。しかし、装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

※本カタログ掲載の補聴器には消費税はかかりません。※希望小売価格はあくまでも参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。※本カタログ掲載の商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。※本カタログ掲載の商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。※本紙は、環境に配慮した揮発性有機化合物を含まない「ベジタブルオイルインキ」を使用しています。

リオネット2の製品情報はこちら

www.rionet.jp/rionet2/

